

Aangepaste ziekenhuis mannelijke plastic urinoir fles

Detail van mannelijke plastic urinoirfles

Item	lege plastic urinoirfles voor mannen
Materiaal	kunststof PP materiaal
Capaciteit	1L
Toepassing	geschikt voor mannelijk en vrouwelijk gebruik in het ziekenhuis
Bedrijfstype	fabrikant, fabriek, leverancier, gevestigd in Shenzhen, China
Extra service	aangepast ontwerp, aangepaste kleuren en logo afdrukken.

Eigenschap van mannelijke plastic urinoirfles

vrij staand - het is een draagbare plastic urinoirfles, die met een handvat, handig om mee te nemen, te dragen en vast te houden.

unisex - dit is een unisex urinoir, het bevestigt een vrouwelijk urinoiraccessoire, kan worden gebruikt voor mannelijk en vrouwelijk.

ziekenhuis gebruik - het gebruikt in het ziekenhuis voor de patiënt. het is een hulpmiddel aan het bed, ook buiten gebruiken wanneer mensen niet geschikt zijn voor wasruimte of toilet.

1 liter inhoud - de urine van een persoon is ongeveer 200 ml tot 400 ml, deze urinefles kan driemaal urine bevatten.

PP materiaal - dit is gemaakt van PP-materiaal. niet giftig. milieuvriendelijk, de natuurlijke kleur laat echter een beetje licht door. je kunt zien hoeveel ruimte er nog in de fles is.

Foto's van mannelijke plastic urinoirfles













Veelgestelde vragen

V: waarbij naar kopen plastic urinoir fles?

A: wij zijn een fabrikant van plastic verpakkingen. we hebben op maat gemaakt en veel plastic urinoirflessen gemaakt. die over de hele wereld worden verkocht. wij zijn de leverancier en de fabriek, als u bulk plastic urinoirfles wilt kopen, neem dan contact met ons op.

Vraag: Hoe maak je een plastic urinoirfles schoon?

A: schroef eerst het deksel eraf. giet de urine volledig uit. voeg schoon water (ongeveer een kwart) en wat toiletreiniger toe aan de urinoirfles. draai het deksel weer vast en houd vervolgens het handvat en het lichaam vast. schud het nauwelijks op en naar beneden. giet uit water. voeg vervolgens schoon water toe, herhaal dit verschillende keren totdat de plastic urinoirfles is schoongemaakt.

Q: hoe Doen u maken het unisex?

EEN: zorgvuldig zien Bij dit ontwerp is het uitgerust met accessoires voor een vrouwelijke urinoirfles, wanneer een man het gebruikt, schroef de accessoires eraf, wanneer een vrouw het gebruikt, schroef dit onderdeel opnieuw vast. ja, eenvoudige accessoires maken het unisex. natuurlijk kan een man de vrouwelijke urinoirfles direct gebruiken als ze dat willen.