

# Kundenspezifische Krankenhaus-männliche Plastikurinalflasche

## Detail der männlichen Plastiktoilettenflasche

Artikel	leere männliche Plastikurinalflasche
Material	Kunststoff PP-Material
Kapazität	1L
Anwendung	Geeignet für Männer und Frauen im Krankenhaus
Unternehmensart	Hersteller, Fabrik, Lieferant, befindet sich in Shenzhen, China
Zusätzlicher Service	kundenspezifisches design, kundenspezifische farbe und logo druck.

## Merkmal der männlichen kunststoff urinal flasche

**kostenlos Stehen** - es ist eine tragbare Urinalflasche aus Kunststoff, die mit einem Griff bequem mitgenommen, getragen und gehalten werden kann.

**unisex** - Dies ist ein Unisex-Urinal, es wird ein weibliches Urinalzubehör angebracht, kann für Männer und Frauen verwendet werden.

**Krankenhausaebrauch** - es wird im Krankenhaus für Patienten verwendet. es ist ein Hilfsmittel am Bett, es wird auch im Freien verwendet. wenn Menschen für Waschräume oder Toiletten unbeeignet sind.

**1 Liter Inhalt** - Der Urin einer Person beträgt etwa 200 ml bis 400 ml. Diese Urinflasche kann dreimal Urin enthalten.

**PP-Material** - Dieses Material besteht aus PP. ist ungiftig und umweltfreundlich. Seine natürliche Farbe lässt jedoch ein wenig Licht durch. Sie können sehen, wie viel Platz noch in der Flasche ist.

## Bilder der männlichen Plastikurinalflasche













## FAQs

### **F: wo zu Kaufen Kunststoff Urinal Flasche?**

A: Wir sind ein Hersteller von Plastikverpackungsflaschen. wir haben viele Plastikurinalflaschen nach Maß hergestellt. die auf der ganzen Welt verkauft werden. wir sind der Lieferant und die Fabrik, wenn Sie Massenkauflastikurinalflasche wünschen, treten Sie mit uns bitte in Verbindung.

### **Q: wie man Plastikurinalflasche säubert?**

A: Zuerst den Deckel abschrauben. den Urin vollständig ausschütten. sauberes Wasser (etwa ein Viertel) und etwas Toilettenreiniger in die Urinalflasche geben. den Deckel wieder abschrauben und dann den Griff und den Körper festhalten. kaum schütteln und runter. dieße aus dem Wasser. Füge dann sauberes Wasser hinzu und wiederhole dies einige Male, bis die Plastikurinalflasche gereinigt ist.

### **Q: Wie machen Sie machen es unisex?**

EIN: genau hinsehen Wenn ein Mann es benutzt, schrauben Sie das Zubehör ab, wenn eine Frau es benutzt, schrauben Sie dieses Teil wieder. ja, ein einfaches zubehör macht es unisex. Natürlich kann ein Mann die weibliche Urinalflasche direkt benutzen, wenn er möchte.