

Botella de urinario de plástico masculina de hospital personalizada

Detalle del biberón de plástico masculino

Artículo	botella de urinario masculino de plástico vacía
Material	material plástico PP
Capacidad	1L
Solicitud	adecuado para uso masculino y femenino en el hospital
tipo de compañía	fabricante, fábrica, proveedor, ubicado en Shenzhen, China
Servicio adicional	diseño personalizado, color personalizado e impresión de logotipos.

Característica de la botella de plástico urinario masculino

gratis en pie - eso es un biberón de plástico portátil para urinario, que con un asa, conveniente para llevar. transportar v sostener.

unisexo - Este es un urinario unisex, adjunta accesorios de urinario femenino, se puede usar para hombres v mujeres.

uso hospitalario - Se usa en el hospital para pacientes. es una herramienta junto a la cama, también se usa al aire libre cuando las personas no son convenientes para el baño o el baño.

1 litro de capacidad - la orina de una persona es de aproximadamente 200 ml a 400 ml, este frasco de orina puede contener orina tres veces.

Material PP - Está hecho de material PP. no tóxico. ecológico. sin embargo, su color natural permite que pase un poco de luz. puedes ver cuánto espacio queda en la botella.

Fotos de botella de plástico para urinario masculino













Preguntas frecuentes

Q: donde a comprar el plastico urinario ¿botella?

R: somos un fabricante de botellas de envases de plástico. hemos personalizado v fabricado muchas botellas de urinaros de plástico. que se venden en todo el mundo. Somos el proveedor y la fábrica, si desea comprar a granel una botella de plástico para urinaros, contáctenos.

P: ¿cómo limpiar la botella de plástico del urinario?

R: en primer lugar. desenrosque la tapa. vierta la orina por completo. aadue aua limpia (aproximadamente una cuarta parte) v un poco de limpiador de inodoros a la botella del orinal. vuelva a enroscar la tapa v luego sostenga el asa v el cuerpo. aítelo apenas v abajo. verter fuera del aua. luego agregue agua limpia, repita esto varias veces, hasta que se limpie el frasco de plástico del urinario.

Q: cómo hacer tú hacer eso ¿unisexo?

UNA: ver cuidadosamente En este diseño, está equipado con accesorios para biberones de orina, cuando un hombre lo usa, desenrosque los accesorios, cuando una mujer lo usa, atornille esta parte nuevamente. sí, unos accesorios simples lo hacen unisex. por supuesto, un hombre puede usar el biberón de orina directamente si lo desea.