

Bouteille en plastique d'urinoir masculine masculine faite sur commande

Détail d'une bouteille d'urinoir en plastique mâle

Article	bouteille d'urinoir mâle en plastique vide
Matériel	matière plastique PP
Capacité	1L
Application	approprié pour une utilisation masculine et féminine à l'hôpital
type de compagnie	fabricant, usine, fournisseur, situé à Shenzhen, Chine
Service additionnel	design personnalisé, couleur personnalisée et impression du logo.

Caractéristique de la bouteille d'urinoir en plastique mâle

libre permanent - il est une bouteille d'urinoir en plastique portable qui, avec sa poignée, est pratique à emporter. à porter et à tenir.

unisexe - Ceci est un urinoir unisexe, il attache un accessoire d'urinoir féminin, peut être utilisé pour les hommes et les femmes.

utilisation à l'hôpital - il est utilisé à l'hôpital pour des patients. c'est un outil de chevet, également à l'extérieur lorsque les personnes ne sont pas commodes pour les toilettes ou les toilettes

Capacité 1 litre - l'urine d'une personne est d'environ 200 ml à 400 ml, cette bouteille d'urinoir peut retenir l'urine trois fois.

Matériau PP - en PP. non toxique. écologique. sa couleur naturelle laisse passer un peu de lumière. vous pouvez voir combien d'espace il reste dans la bouteille.

Photos d'urinoir en plastique mâle













FAQ

Q: où à acheter Plastique urinoir bouteille?

R: Nous sommes un fabricant de bouteilles d'emballage en plastique. Nous avons fabriqué et fabriqué de nombreuses bouteilles en plastique pour urinoirs. vendues dans le monde entier. nous sommes le fournisseur et l'usine, si vous voulez acheter en gros une bouteille d'urinoir en plastique, veuillez nous contacter.

Q: comment nettoyer la bouteille en plastique d'urinoir?

A: tout d'abord. dévissez le couvercle. versez l'urine complètement. ajoutez de l'eau propre (environ un quart) et un peu de nettoyant pour toilettes dans le flacon d'urinoir. revissez le couvercle. puis tenez la poignée et le corps. secouez-le à peine et vers le bas. verser de l'eau. Ajoutez ensuite de l'eau propre, répétez l'opération plusieurs fois, jusqu'à ce que le flacon d'urinoir en plastique soit nettoyé.

Q: Comment faire toi faire il unisexe?

UNE: voir attentivement Dans ce modèle, il est équipé d'une bouteille d'accessoires pour urinoir, lorsqu'un homme l'utilise, dévisser les accessoires, lorsqu'une femme l'utilise, revisser cette partie. oui, un simple accessoire le rend unisexe. Bien sûr, un homme peut utiliser le biberon d'urinoir directement s'il le souhaite.