

Garrafa plástica masculina do mictório do hospital feito sob encomenda

Detalhe do frasco de urinol plástico masculino

Item	frasco de urinol masculino plástico vazio
Material	material de plástico PP
Capacidade	1L
Inscrição	adequado para uso masculino e feminino no hospital
Tipo de companhia	fabricante, fábrica, fornecedor, localizado em Shenzhen, China
Servico adicional	design personalizado, cor personalizada e impressão do logotipo.

Recurso de garrafa de urinol de plástico masculino

livre de pé - isto é uma garrafa de mictório de plástico portátil, que com uma alça, conveniente para pegar, transportar e segurar.

unissex - este é um mictório unissex, ele anexa um acessório de mictório feminino, pode ser usado para homens e mulheres.

uso hospitalar - ele usa no hospital para o paciente. é uma ferramenta de cabeceira, também usa ao ar livre quando as pessoas não são convenientes para banheiro ou toalete.

Capacidade de 1 litro - a urina de uma pessoa é de cerca de 200 a 400 ml, este frasco de urinol pode reter a urina por três vezes.

Material PP - isso é feito de material PP. não tóxico, ecológico; sua cor natural permite que um pouco de luz passe. você pode ver quanto espaço resta na garrafa.

Imagens de garrafa de urinol plástica masculina













Perguntas frequentes

Q: onde para Comprar plástico mictório garrafa?

A: nós somos um fabricante de garrafas de embalagens plásticas. nós personalizamos e fabricamos muitas garrafas de mictório de plástico. que são vendidas em todo o mundo. nós somos o fornecedor e a fábrica, se você quiser comprar em massa mictório de plástico, entre em contato conosco.

Q: como limpar o frasco de urinol de plástico?

A: em primeiro lugar. remova a tampa da tampa. despeie a urina completamente. adicione água limpa (cerca de um quarto) e um pouco de limpador de vaso sanitário ao frasco de mictório. aperte a tampa novamente e segure a alça e o corpo. aperte-o com força desca e desca da água. em seguida, adicione água limpa, repita isso várias vezes, até que a garrafa plástica de mictório esteja limpa.

Q: quão Faz você faça isto unisex?

UMA: veja com cuidado No nosso design, ele é equipado com acessórios para uma garrafa de mictório, quando um homem o usa, aparafuse os acessórios, quando uma mulher o usa, aparafuse essa peça novamente. sim, alguns acessórios simples o tornam unisex. é claro, um homem pode usar o frasco de mictório feminino diretamente, se quiser.