# Писсуар для мужчин

# Деталь мужской пластиковый писсуар

Предмет	пустая пластиковая мужская писсуар
материал	пластик полипропилен
Вместимость	1L
заявка	подходит для мужского и женского использования в больнице
тип компании	производитель, фабрика, поставщик, расположенный в Шэньчжэнь, Китай
Дополнительный сервис	индивидуальный дизайн, индивидуальный цвет и печать логотипа.

### Особенность мужской пластиковой бутылки писсуара

**свободно постоянный** - Это представляет собой портативный пластиковый писсуар, который с ручкой. Удобно брать. носить и держать.

**VHUCEKCA** - это писсуар VHUCEKC. К нему прилагаются женские писсуары, аксессуары, могут использоваться как мужские. так и женские.

**использование в больнице** - использовать в больнице для пациента. это прикроватный инструмент, а также использовать на улице, когда людям неудобно пользоваться туалетом или туалетом.

**1 литр** - моча человека составляет от 200 до 400 мл, эта бутылка для мочи может удерживать мочу три раза

**ПП материал** - изготовлен из полипропилена. нетоксичен. экологичен. хотя его естественный цвет пропускает немного света. Вы можете увидеть, сколько места осталось в бутылке.

Фотографии мужской пластиковой бутылки писсуара













# Вопросы и ответы

#### Вопрос: где в купить пластик писсуар бутылка?

А: мы являемся производителем пластиковой упаковки для бутылок. мы изготовили на заказ много пластиковых бутылок для писсуаров. которые продаются по всему миру. Мы являемся поставшиком и фабрикой, если вы хотите купить пластиковый писсуар оптом, пожалуйста, свяжитесь с нами.

#### О: как почистить пластиковый флакон для писсуара?

А: во-первых. открутите крышку крышки. полностью вылейте мочу. добавьте чистую воду (около четверти) и немного чистящего средства в бутылку для писсуара. снова завинтите крышку. а затем держите ручку и корпус. слегка встряхивая их и вниз. вылейте воду. затем добавьте чистую воду, повторите это несколько раз, пока пластиковая бутылка для писсуара не будет очищена.

### Q: как делать вы сделать Это унисекс?

А: внимательно посмотреть В нашем дизайне он оснащен женскими аксессуарами для писсуаров, когда мужчина использует его, отвинчивает аксессуары, когда женский использует его, снова прикручивает эту деталь. да, простые аксессуары делают его унисексом. Конечно, мужчина может использовать бутылочку для писсуара, если хочет.